



Abfalltrennschrank

MNT- Kwint International B.V.

Suze Groenewegstraat 11, 4105 EM Culemborg, Nederlande
+31 345 535127 - info@mnt-int.com - www.mnt-int.com

Technische Merkmale

Der **Abfalltrennschrank** wurde gezielt dafür konzipiert, Abfälle direkt vom Arbeitsplatz in der Werkbank einzubringen und seitlich in die passenden Kunststoff-Abfallfässer zu sortieren.

Material und Aufbau

Der Schrank ist innen und außen vollständig aus Edelstahl gefertigt und verfügt je nach Bedarf über eine Bleiabschirmung von 5 bis 50 mm, die für zusätzliche Sicherheit sorgt.

Konfiguration der Abfallfässer

Für die Sammlung stehen zwei 60-Liter-Kunststofffässer auf einem ausziehbaren Tablett zur Verfügung. Alternativ können vier 30-Liter-Fässer auf einem erhöhten Tablett eingesetzt werden, wodurch sich verschiedene Möglichkeiten zur Abfalltrennung ergeben.

Durchführungen aus Edelstahl

Die Durchführungen aus Edelstahl im Laminar Airflow-Schrank sind bereits mit abschließbaren Abdeckungen versehen und gewährleisten so sicheren Verschluss und Kontrolle.

Anbindung an Belüftung

Optional kann der gesamte Schrank an Ihre Belüftungsanlage angeschlossen werden, um die Sicherheit am Arbeitsplatz weiter zu erhöhen.

Laborschrank

Über den abgeschirmten Abflussrohren befindet sich ein regulärer Laborschrank, der zusätzlichen Stauraum und Organisationsmöglichkeiten bietet.

