



I-131 TROLLEY

I-131 Wagen zur sicheren Handhabung von flüssigen Isotopen

MNT- Kwint International B.V.

Suze Groenewegstraat 11, 4105 EM Culemborg, Niederlande
+31 345 535127 - info@mnt-int.com - www.mnt-int.com

Produktübersicht

Der I-131 Wagen wurde gezielt für die sichere Handhabung und Verabreichung von flüssigen Isotopen (I-131) an Patient*innen entwickelt.

Technische Daten

- Typ-Nr.: 2007.010
- Maße: 520 mm Breite x 1.400 mm Höhe x 700 mm Tiefe
- Material: Ausschließlich Edelstahl (siehe Abbildung unten)
- Gesamtgewicht: 250 kg
-

Hauptmerkmale

- Bleiglasfenster: Ein Bleiglasfenster mit 20 mm Blei, Größe 200 mm x 200 mm; Front aus 20 mm Blei-Stahl.
- Bleigeschützte Behälterhalter: Zwei Behälterhalter mit Deckel aus 20 mm Blei; jeder Halter misst Ø 160 mm und ist 200 mm hoch.
- Standardschubladen: Zwei Standardschubladen aus Edelstahl.
- Türöffner für Spritzenhalter: Ein Türöffner für Spritzenhalter mit maximalem Fassungsvermögen von 3 Litern.
- Drehbarer Tisch: Ein drehbarer Tisch speziell zur Verabreichung von Medikamenten an Patient*innen.

Individuelle Anpassungen

Andere Maße oder Modelle sind auf Anfrage möglich.